

骨组织番红固绿染色实验报告

一、实验器材及试剂

1、实验器材

| 名称 | 厂家 | 型号 |
|---------|------------------|--------------------|
| 脱水机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JJ-12J |
| 包埋机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-P5 |
| 病理切片机 | 上海徠卡仪器有限公司 | RM2016 |
| 冻台 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L5 |
| 组织摊片机 | 浙江省金华市科迪仪器设备有限公司 | KD-P |
| 烤箱 | 天津市莱玻璃仪器设备有限公司 | GFL-230 |
| 载玻片 | Wanwu | |
| 正置光学显微镜 | 日本尼康 | NIKON ECLIPSE E100 |
| 成像系统 | 日本尼康 | NIKON DS-U3 |

2、主要实验试剂

| 试剂名称 | 厂家 | 货号 |
|---------------|--------------|-----------|
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 二甲苯 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10023418 |
| 番红固绿(骨组织)染液套装 | Wanwu | G1053 |
| 分化液 | Wanwu | G1040 |
| 中性树胶 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10004160 |

二、实验步骤

- 1、石蜡切片脱蜡至水：依次将切片放入二甲苯I 20 min -二甲苯 II 20min -无水乙醇I 5min -无水乙醇II 5min - 75%酒精 5 min，自来水洗。
- 2、固绿染色：切片入骨组织固绿染色液 1 - 5min，水洗去多余染液，至软骨呈无色，1%盐酸酒精浸泡 10s，自来水稍洗。
- 3、番红染色：切片入骨组织番红染色液 1 - 5s，四缸无水乙醇快速脱水分别 5s、2s、10s、第四缸镜检。
- 4、切片放入二甲苯透明 5min，中性树胶封片。
- 5、显微镜镜检，图像采集分析。

三、染色判读:

软骨呈红色或橙红色,成骨呈绿色。有些结缔组织也呈红色。

四、注意事项:

- 1、染色过程中,注意番红不能染过,易与绿色杂合呈紫蓝色。
- 2、若片子效果不佳,可用盐酸酒精分化水洗至颜色褪掉后重染。

Safranin fast green staining for bone experimental report

1. Experimental equipment and reagents

1.1 Experimental equipment

| Name | Manufacturer | Model |
|------------------------------|--|--------------------|
| Dehydrator | Wuhan Junjie Electronics Co., Ltd | JJ-12J |
| Embedding machine | Wuhan Junjie Electronics Co., Ltd | JB-P5 |
| Pathological section machine | Shanghai Leica Instrument Co., Ltd | RM2016 |
| Frozen platform | Wuhan Junjie Electronics Co., Ltd | JB-L5 |
| KD-P Water Bath | Kedee | KD-P |
| Oven | Tianjin Lai Bo Rui Instrument Equipment Co., Ltd | GFL-230 |
| Slides | Wanwu | |
| Orthostatic microscope | NIKON, JAPAN | NIKON ECLIPSE E100 |
| Image system | NIKON, JAPAN | NIKON DS-U3 |

1.2 Main experimental reagents

| Reagent name | Manufacturer | Article number |
|--|--|----------------|
| Absolute ethanol | Sinopharm Group Chemical Reagent Co. LTD | 100092683 |
| Xylene | Sinopharm Group Chemical Reagent Co. LTD | 10023418 |
| Saffron Fast Green dye solution (Bone Tissue) | Wanwukit | G1053 |
| Differentiation solution | Wanwu | G1040 |
| Neutral resin | Sinopharm Group Chemical Reagent Co. LTD | 10004160 |

2. Experimental steps

2.1 Paraffin slides dewaxed as follow: Two changes of pure xylene for 20 min. Two changes of pure ethanol for 5min. 75% ethanol for 5min. Keep slides in tap water.

2.2 Fast green staining: The slides stained in fast green dye solution for 1-5 minutes, washed away the excess dye solution until the cartilage was colorless, and soaked in 1% hydrochloric acid and alcohol for 10s. And then washing them with tap water.

2.3 Saffron staining: The slides were stained in saffron dye solution for 1-5s, and then put into four cylinders of absolute ethanol, where three for rapid dehydration for 5s, 2s, 10s respectively, and kept in the fourth cylinder.

2.4 The slides were immersed in xylene to transparent for 5min, sealing with neutral resin.

2.5 Observed under microscope, and took images for analysis.

3. The results were as follows

Cartilage was red or orange-red, and bone formation was green. And some connective tissues were red.

4. Precautions

4.1 During the dyeing process, the saffron staining cannot be overtime, because it is easy to hybridize with fast green to become purple-blue.

4.2 If the result of the staining is not well, it can be washed with hydrochloric acid solution and alcohol until the color fades, and then re-stained.